


راهنمای کار با دوربین دیجیتال میکروسکوپی مدل DMC2-97-1

- (۱) دوربین را بر روی چشمی میکروسکوپ قرار می دهیم.
- (۲) کابل USB را به پورت کامپیوتر متصل کنید.
- (۳) نرم افزار را نصب نموده تصویر پس از نصب ظاهر میشود.
- (۴) حالا میتوان با بزرگنماییهای مختلف از نمونه عکس گرفته و یا فیلم برداری کنید.
- (۵) چنانچه تصویر کامل نبود دوربین را در محل خود بچرخانید تا تصویر بهتر و کاملتری داشته باشید.



دوربین دیجیتال نصب شده روی چشمی به همراه میکروسکوپ معمولی

آدرس پستی:

دفتر مرکزی: خیابان دماوند، خیابان برف، کوچه فیضی، پلاک ۳۱

دفتر فنی: تهران- اتوبان همت- خیابان شیخ بهایی- کوچه شهید نصرتی- مرکز رشد دانشگاه بقیه الله (عج)

تلفن: ۷۷۸۲۵۳۷۸ همراه: ۰۹۱۲۴۸۴۳۸۹۷ فکس: ۸۹۷۷۸۷۱۸

کانال تلگرامی: @zistrad

gh_kaka@yahoo.com Email:

Website: www.zistrad.ir